

**HOLT**  
**MEDICAL**

**CATÁLOGO DE PRODUCTO**

**SITZMARKS**

**RADIOPAQUE MARKERS**

Marcadores Radiopacos

---



[holtmedical.com.mx](http://holtmedical.com.mx)

# MARCADORES RADIOPACOS

para valoración de tránsito colónico

**SITZMARKS**  
RADIOPAQUE MARKERS

SITZMARKS® es una opción rentable y no invasiva para investigar la motilidad del colon en pacientes con estreñimiento crónico y evaluaciones gastrointestinales negativas. Esta prueba de tiempo de tránsito colónico brinda información de diagnóstico para identificar posibles causas fisiológicas del estreñimiento crónico de un paciente al detectar afecciones como inercia colónica, hipomotilidad, obstrucción de la salida y otros trastornos de la cavidad intestinal, y determinar los próximos pasos para el paciente, ya sean pruebas adicionales o tratamiento personalizado.



## Fácil para usted y sus pacientes

SITZMARKS consta de sólo 3 sencillos pasos. Primero, prescribe la prueba a su paciente. Luego, el paciente toma una cápsula el día 1. El día 5, el paciente se somete a una radiografía para revelar la trayectoria de los anillos radiopacos en el colon.

### Composición

Cápsulas con anillos radiopacos.

### Indicaciones

Diagnóstico en estudios de motilidad intestinal.

### Presentación

1 caps. con 24 anillos radiopacos.



**HOLT**  
MEDICAL